



TAKE CARE!

SMART Baby Scale 2in1 with Bluetooth User Manual

GB	SMART Baby Scale 2in1 with Bluetooth	2
PL	Waga SMART 2w1 z Bluetooth	4
BG	Интелигентна електронна везна за бебета 2 в 1 с Bluetooth	6
CZ	Inteligentní elektronická kojenecká váha 2v1 s Bluetoothem	8
DE	Intelligente Babywaage 2-in-1 mit Bluetooth	10
EE	Nutikas elektrooniline imikukaal 2in1 Bluetooth-ga	12
ES	Báscula electrónica inteligente para bebés 2 en 1 con Bluetooth	14
FR	Le pèse-bébé électronique, balance connectée pour nourrisson 2en1 avec la technologie Bluetooth	16
GR	Έξυπνη ηλεκτρονική ζυγαριά για βρέφη 2 σε 1 με Bluetooth	18
HR	Inteligentna elektronička vaga za bebe 2 u 1 s Bluetoothom	20
HU	Okos, Buetoothszal rendelkező 2 az 1-ben babamérleg	22
IT	La bilancia elettronica per neonati 2 in1 dotata di Bluetooth	24
LT	Išmaniosios elektroninės svarstyklės kūdikiams 2w1 su Bluetooth įranga	26
LV	Inteligenti elektroniski zidaiņu svāri “divi vienā” ar Bluetooth tehnoloģiju	28
NL	Intelligente elektronische babyweegschaal 2in1 met Bluetooth	30
PT	Balança eletrónica inteligente 2em1 para bebés, equipada com Bluetooth	32
RO	Cântar electronic inteligent pentru nou-născuți 2in1 cu Bluetooth	34
RU	Умные электронные весы для новорожденных 2в1 с Bluetooth	36
SE	Smart elektronisk babyvåg 2i1 med Bluetooth	38
SK	Inteligentná elektronická váha na váženie dojčiat 2v1 s technológiou Bluetooth	40
UA	Розумні електронні ваги для новонароджених 2в1 з Bluetooth	42

Mum and baby logbook
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










To install the application, you may use a QR code or search for it using 'Baby Fit' name directly in the app store.

Before using this product, please read this manual.

INSTALLING THE APPLICATION

Scan the QR code or search for the app in the app store. Download it to your smartphone and open. Follow the instructions on the screen, enter your details and find the function of electronic scale. Perform the following steps:

1. Click to add a device.
2. Search and add the device, then click the displayed icon.
3. After successful pairing, go to the next step.
4. Enter the name of the device and select the location of its use - then start it.
5. Before the use, select the unit of measurement.
6. Select the user and enter the date.
7. Finish the measurement and save the data.



PRODUCT FEATURES

- High accuracy sensor.
- White digits on a blue LCD display.
- Automatic shutdown.
- Overload warning.
- Function of units conversion.

TECHNICAL PARAMETERS AND MANUFACTURING STANDARDS

- Product Name: Electronic baby scale
- Model: NP - B1H
- Power supply: two AAA batteries
- Measuring range: 50 g - 100 kg
- Accuracy: 10 g
- Measurement error: + 3%
- Manufacturing standard: GB/T7722-2005


USAGE WAY

Batteries and their installation


The scale is designed as environmental-friendly and energy efficient device. It is supplied with two batteries. Before the use, remove foil from batteries and install them properly. If you see low battery message, replace batteries.

BATTERY REPLACEMENT:

- Open the battery compartment of the electronic scale.
- Insert new batteries place starting from one end of the battery and then push-in the other end (observe the polarity of batteries).



DESCRIPTION OF BUTTONS



A. Switch - the button is used for turning the device on and off. Press the switch to turn the device ON, and press it again to turn it OFF.



B. TARE - the button is used to tare weight after placing the tray on it (if supplied with the tray). Press 'Tare' button and then start weighing.



C. The device displays the weight in different units. To select a different unit, press UNIT.




The device allows you to record the results of measurements. After the weighing result is stable, press this button to save the result shown by the display. To delete the saved result, press the button again.

WEIGHING


1. Install the tray on the scale body




2. Turn on the scale by pressing ON / OFF button.



3. When the display shows "0" value, place the baby on the scale and press "UNIT" button to change the unit of measure.



4. Automatic shutdown of the scale (energy-saving mode).



If the scale does not detect any activity for one minute, it switches off automatically.

IMPORTANT INFORMATION

1. Before using the scale, place it on a flat and level surface
2. Do not use the scale in a place with a high humidity and very high or low temperatures.
3. Do not expose the scale to impacts and falls, as it contains electronic circuits of high precision.
4. For cleaning the scale, use only a soft cloth without chemicals. Do not flood the scale.
5. The scale is intended for domestic use only and can not be used for professional purposes.
6. If you do not plan to use the scale for a longer period, remove its batteries.
7. If the display shows "LO" message, immediately replace the batteries.
8. If the display shows "ERR" (overload), remove the weighted object from the scale, to prevent scale damage.

Dziennik mamy i dziecka
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Aby zainstalować aplikację możesz użyć kodu QR albo wyszukać ją, używając nazwy Baby Fit, bezpośrednio w sklepie z aplikacjami.


Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem użytkownika.

INSTALOWANIE APLIKACJI


Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację w sklepie z aplikacjami. Pobierz ją na smartfon i otwórz. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, wprowadź swoje dane i wyszukaj funkcję wagi elektronicznej. Wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij aby dodać urządzenie.
2. Wyszukaj i dodaj urządzenie, a następnie kliknij wyświetlaną ikonę.
3. Po udanym powiązaniu przejdź do następnego kroku.
4. Wprowadź nazwę urządzenia i wybierz lokalizację jego użytkowania, po czym uruchom je.
5. Przed rozpoczęciem użytkowania wybierz jednostkę miary.
6. Wybierz użytkownika i wprowadź datę.
7. Zakończ badanie i zapisz dane.


1.




2.



3.




4.




5.



6.



7.





CECHY PRODUKTU

- Czujnik o wysokiej dokładności.
- Białe znaki na niebieskim wyświetlaczu LCD.
- Automatykne wyłączanie.
- Ostrzeżenie o przeciążeniu.
- Funkcja przeliczania jednostek miary.

PARAMETRY TECHNICZNE I NORMY WYKONANIA

- Nazwa produktu: waga elektroniczna dla niemowląt
- Model: KN - B1H
- Zasilanie: dwie baterie AAA
- Zakres pomiaru: 50 g - 100 kg
- Dokładność: 10 g
- Błąd pomiaru: + 3%
- Norma wykonania: GB/T7722-2005

SPOSÓB UŻYTKOWANIA


Baterie i ich montaż

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska i niskim zużyciu energii. Jest fabrycznie dostarczane z dwoma bateriami. Zanim zaczniesz z niego korzystać z zdejmij z nich folię i prawidłowo zainstaluj. Jeśli wyświetli się komunikat o niskim stanie baterii, wymień je.


WYMIANA BATERII

A. Otwórz komorę baterii wagi elektronicznej.

B. Nowe baterie umieszczaj w komorze najpierw wkładając je jednym końcem i następnie dociskając drugi koniec (zwróć uwagę na polaryzację baterii).



OPIS PRZYCIŚKÓW



A. Włącznik - służy do włączania i wyłączania urządzenia. Naciśnij włącznik, aby wyłączyć wyłączone urządzenie i naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.



B. Tara (TARE) - służy do tarowania wagi po nałożeniu na nią tacki (jeśli waga jest w nią wyposażona). Naciśnij przycisk tarowania a następnie wykonaj ważenie.



C. Urządzenie wyświetla wagę w różnych jednostkach. Aby wybrać inną jednostkę naciśnij przycisk UNIT.




Urządzenie pozwala na zapisywanie wyników wykonanych pomiarów. Po ustaleniu się wyniku pomiaru ważenia naciśnij ten przycisk, aby zachować wynik na wyświetlaczu. Aby skasować zachowany w ten sposób wynik ponownie naciśnij przycisk.

WAŻENIE


1. Zamontuj tackę na korpusie wagi.




2. Włącz wagę naciskając przycisk ON/OFF.



3. Gdy na wyświetlaczu pokaże się wartość 0, umieść dziecko na wadze i naciśnij przycisk „UNIT” aby zmienić jednostkę miary.



4. Automatykne wyłączanie wagi (tryb oszczędzania energii).



Jeśli waga nie wykryje żadnej aktywności przez jedną minutę, wyłączy się automatycznie.

WAŻNE INFORMACJE

1. Przed użyciem postaw wagę na równej i płaskiej powierzchni
2. Nie używaj wagi w miejscu, w którym panuje wysokie zawilgocenie oraz bardzo wysokie lub niskie temperatury.
3. Nie narażaj wagi na wstrząsy i upadki, ponieważ wykorzystuje ona układy elektroniczne o wysokiej precyzji.
4. Do czyszczenia wagi używaj tylko miękkiej szmatki, bez środków chemicznych. Nie dopuść do jej zalania.
5. Waga służy tylko do użytku domowego i nie można jej wykorzystywać do celów profesjonalnych.
6. Jeśli nie planujesz używać wagi przez dłuższy czas, wyciągnij z niej baterie.
7. Jeśli na wyświetlaczu pokaże się komunikat „LO”, od razu wymień baterie na nowe.
8. Jeśli na wyświetlaczu pokaże się komunikat „ERR” (przeciążenie), zdejmij z wagi ważony przedmiot, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia.



Интелигентна електронна везна за бебета 2 в 1 с Bluetooth

Дневник на майката и детето
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



За инсталиране на приложението ползвайте кода QR или го потърсете с наименованието му Baby Fit направо в магазина за приложения.


Преди да започнете да ползвате изделието, внимателно се запознайте с настоящата инструкция за употреба.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО


Сканирайте кода QR или потърсете приложението в магазина за приложения. Изгледете го на смартфон и го отворете. Следвайте упътванията на екрана, въведете своите данни и потърсете функцията за електронна везна. Следвайте следните стъпки:

1. Кликнете, за да добавите устройство.
2. Потърсете и добавете устройството, а след това кликнете на изобразената икона.
3. След успешно свързване преминете към следващата стъпка.
4. Въведете наименованието на устройството и изберете местоположението на ползването му, след това го включете.
5. Преди ползване изберете мерната единица.
6. Изберете потребителя и въведете датата.
7. Приключете претеглянето и запишете данните.


1.




2.



3.




4.




5.



6.



7.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Сензор с висока точност.
- Бели знаци върху син LCD дисплей.
- Автоматично изключване.
- Предупреждение за претоварване.
- Функция за преизчисляване на мерните единици.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СТАНДАРТ НА ИЗРАБОТКА

- Назвение на изделието: електронна везна за бебета
- Модел: KN - B1H
- Захранване: две батерии AAA
- Диапазон на измерване: 50 g - 100 kg
- Точност: 10 g
- Грешка на измерване: + 3%
- Стандарт на изработка: GB/T7722-2005

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Батерии и техният монтаж


Изделието е проектирано с грижа за защита на околната среда и ниска употреба на енергия. Заводски се доставя с две батерии AAA. Преди да започнете да го ползвате, свалете от тях фолиото и ги инсталирайте правилно. Ако се появи съобщение за разреждане на батериите, сменете ги.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

- Отворете капачето на батериите на електронната везна.
- Сложете новите батерии на мястото им, като първо поставите единия им край, а след това натиснете другия край (обърнете внимание на полюсите на батериите).



ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ



A. Превключвател – служи за включване и изключване на уреда. Натиснете превключвателя, за да включите изключения уред, и го натиснете отново, за да го изключите.



B. Тара (TARE) – служи за тариране на везната след поставяне на подноса върху нея (ако везната има поднос). Натиснете бутона за тариране, а след това извършете претеглянето.



C. Уредът изобразява теглото в различни единици. За да изберете друга единица, натиснете бутона UNIT.




Уредът дава възможност за записване на резултатите от извършените претегляния. След определяне на резултата от претеглянето натиснете този бутон, за да запишете резултата на дисплея. За да изтриете записания по този начин резултат, натиснете отново бутона.

ПРЕТЕГЛЯНЕ


1. Монтирайте подноса на корпуса на везната.




2. Включете везната.



3. Когато на дисплея се появи стойността 0, сложете обекта върху везната и натиснете бутона „UNIT“, за да промените мерната единица.



4. След изтичане на една минута сложете обекта за претегляне на везната. Автоматично изключване на везната (режим за спестяване на енергия)



Ако везната не регистрира никаква активност в продължение на една минута, автоматично се изключва

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Преди ползване сложете везната върху равна и плоска повърхност
2. Не ползвайте везната на място, където има висока влажност и много високи или ниски температури.
3. Не излагайте везната на сътресения или падане, тъй като в нея са приложени електронни системи с висока прецизност.
4. За почистване на везната ползвайте само мека кърпа, без химически препарати. Не допускате да се стигне до заливането ѝ.
5. Везната служи само за домашно ползване и не може да се ползва за професионални цели.
6. Ако не планирате да ползвате везната по-продължително време, извадете батериите от нея.
7. Ако на дисплея се появи съобщение „LO“, веднага сменете батериите с нови.
8. Ако на дисплея се появи съобщение „ERR“ (претоварване), свалете от везната претегляния обект, за да не се стигне до повредата ѝ.

Inteligentní elektronická kojenecká váha 2v1 s Bluetoothem

Deník mámy a dítěte
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)




Pro nainstalování aplikace můžete použít QR kód nebo ji vyhledat přímo v obchodě s aplikacemi používající název Baby Fit.
Před zahájením používání výrobku se důkladně seznámte s touto Uživatelskou příručkou.

INSTALOVÁNÍ APLIKACE


Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci v obchodě s aplikacemi. Stáhněte si ji na chytrý telefon a spusťte. Postupujte v souladu s pokyny na displeji, zadejte své údaje a hledejte funkce elektronické váhy. Udělejte následující kroky:

1. Klikněte, abyste dodali zařízení.
2. Nalezněte a přidejte zařízení a následně klikněte na ikonku, která se zobrazí.
3. Po úspěšném připojení udeřte další krok.
4. Zadejte název zařízení a zvolte lokalizaci jeho používání, následně je spusťte.
5. Před použitím si zvolte měrnou jednotku.
6. Vyberte uživatele a zadejte datum.
7. Ukončete měření a uložte údaje.


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



VLASTNOSTI VÝROBKU

- Snímač s vysokou přesností.
- Bílé znaky na modrém LCD displeji.
- Automatické zapínání.
- Signalizace přetížení.
- Funkce přepočítání měrných jednotek.

TECHNICKÉ PARAMETRY A VÝROBNÍ NORMY

- Název výrobku: elektronická váha pro vážení kojců
- Model: KN - B1H
- Napájení: dvě baterie AAA
- Rozsah měření: 50 g - 100 kg
- Přesnost: 10 g
- Chyba měření: ± 3%
- Výrobní norma: GB/T7722-2005

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ


Baterie a jejich montáž

Toto zařízení bylo navrženo s ohledem na ochranu životního prostředí a nízkou spotřebu energie. Výrobce ho dodává spolu se dvěma bateriemi. Před prvním použitím odstraňte z baterií folie a vložte je správným směrem. V případě, že se zobrazí informace o stavu nízkého nabití baterie, je třeba je vyměnit.


VÝMĚNA BATERIÍ

A. Otevřete kryt prostoru pro baterie v elektronické váze.

B. Nové baterie vložte do prostoru tak, že je nejprve vložte dovnitř jedním koncem a pak přitlačte druhý konec (dejte si pozor, abyste správně uložili póly baterií).



POPIS TLAČÍTEK



A. Vypínač – slouží k zapínání a vypínání zařízení. Stisknete vypínač a zapnete zařízení, když je chcete vypnout, musíte opětovně stisknout tlačítko.



B. Tara (TARE) - slouží k tárování po nasazení na váhu tácky (jest-li ní je váha vybavená). Stisknete tlačítko tárování a následně važete.



C. Zařízení zobrazuje váhu v různých jednotkách. V případě, že chcete zvolit jinou jednotku, stisknete tlačítko UNIT.




Zařízení umožňuje ukládání výsledků měření. Po ustálení se výsledku měření stisknete toto tlačítko pro uložení výsledku vážení na displeji. V případě, že chcete vymazat výsledek uložený na displeji, musíte opětovně stisknout tlačítko.

VÁŽENÍ

1. Připevněte tácku na těleso váhy.



2. Zapněte váhu.




3. Když se na displeji zobrazí hodnota 0, položte předmět na váhu a stisknete tlačítko „UNIT“, kterým změníte měrnou jednotku.



4. Po jedné minutě položte na váhu předmět, který chcete vážit.

Automatické vypínání váhy (režim šetření energie)



Jestli váha nezaregistruje žádnou aktivitu, během jedné minuty se automaticky vypne.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Před použitím postavte váhu na rovném a plochem místě.
2. Nepoužívejte váhu na místě s vysokou vlhkostí nebo s velmi vysokou, příp. nízkou teplotou.
3. Chraňte váhu před otřesy a pády, protože jsou v ní instalovány vysoce citlivé elektronické systémy.
4. K čištění váhy používejte jen měkký hadřík bez chemických prostředků. Dávejte si pozor, aby se váha nepolila tekutinou.
5. Váha je určena jen pro domácí použití a nemůže být používána pro obchodní účely.
6. Jestli plánujete, že váhu nebudete delší čas používat, vyndejte z ní baterie.
7. V případě, že na displeji zobrazí správa „LO“, okamžitě vyměňte baterie za nové.
8. V případě, že se na displeji zobrazí správa „ERR“ (přetížení), odstraňte z váhy vážený předmět, abyste ji nepoškodili.

Mami- und Babytagebuch
Baby Fit[Google Play](#)[Apple Store](#)

Um die Anwendung zu installieren, verwenden Sie die QR Code oder suchen Sie sie direkt im App Store, indem Sie den Namen Baby Fit eingeben.


Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie genau diese Bedienungsanleitung.

INSTALLATION DER ANWENDUNG


Scannen Sie die QR Code oder suchen Sie die Anwendung im App Store. Laden Sie sie auf Ihr Smartphone herunter und öffnen Sie sie. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, geben Sie Ihre Daten ein und suchen Sie die Funktion der elektronischen Waage aus. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken, um das Gerät hinzuzufügen.
2. Das Gerät suchen und hinzufügen, dann auf die angezeigte Ikone klicken.
3. Nach der erfolgreichen Verbindung zum nächsten Schritt übergehen.
4. Den Namen des Geräts eingeben, den Einsatzort wählen und das Gerät starten.
5. Vor Inbetriebnahme die gewünschte Wägeeinheit wählen.
6. Den Benutzer wählen und das Datum eingeben.
7. Die Untersuchung beenden und die Daten speichern.


1.




2.



3.




4.




5.



6.



7.



PRODUKTMERKMALE

- Hochpräziser Sensor.
- Weiße Zeichen auf blauer LCD-Anzeige.
- Automatisches Ausschalten.
- Warnung vor Überlastung.
- Umschaltung der Wägeinheit.

TECHNISCHE PARAMETER UND STANDARDS

- Produktname: Elektronische Babywaage
- Model: KN-B1H
- Stromversorgung: 2 x AAA Batterien
- Messbereich: 50 g – 100 kg
- Genauigkeit: 10 g
- Meßfehler: +3%
- Standard: GB/T7722-2005

GEBRAUCH


Batterien und Montage

Das Gerät wurde im Hinblick auf den Umweltschutz und einen niedrigen Stromverbrauch entwickelt. Es wird mit zwei Batterien geliefert. Vor Inbetriebnahme die Schutzfolie von ihnen entfernen und die Batterien richtig einlegen. Wenn die Warnung vor zu tiefer Batterieladung erscheint, die Batterien austauschen.

AUSTAUSCH DER BATTERIEN

A. Öffnen Sie das Batteriefach der elektronischen Waage.

B. Installieren Sie die neuen Batterien indem Sie zuerst eine Seite in das Fach einlegen und danach die andere Seite nach unten drücken (auf die Polarisierung achten).



TASTENBESCHREIBUNG



A. Schalter – dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Drücken Sie den Schalter, um das ausgeschaltete Gerät einzuschalten und wiederholen Sie die Aktion, um es auszuschalten.



B. Tara (TARE) – dient zum Trieren der Waage, nachdem die Schale darauf gelegt worden ist (wenn die Waage damit ausgestattet ist). Drücken Sie die Tara-Taste und wiegen Sie.



C. Das Gerät zeigt das Gewicht in verschiedenen Wägeinheiten an. Um eine andere Einheit zu wählen, drücken sie die Taste UNIT.




Das Gerät ermöglicht die Ergebnisse der durchgeführten Messungen einzuspeichern. Nachdem sich das Ergebnis des Wiegens stabilisiert hat, drücken Sie diese Taste, um das Ergebnis einzuspeichern. Um dieses Ergebnis zu löschen, drücken Sie nochmals die Taste.

WIEGEN


1. Befestigen Sie die Schale am Waagenkörper.



2. Schalten Sie die Waage ein.




3. Wenn auf der Anzeige der Wert 0 erscheint, legen Sie den Gegenstand auf die Waage und drücken Sie die Taste „UNIT“ um die Maßeinheit zu ändern.



4. Nach einer Minute legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage.

Automatisches Ausschalten der Waage (Energiesparmodus)



Stellt die Waage eine Minute lang keine Aktivität fest, schaltet sie automatisch aus.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Vor Inbetriebnahme stellen Sie die Waage auf eine stabile, gerade Fläche.
2. Verwenden Sie die Waage nicht an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit und sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen.
3. Schützen Sie die Waage vor Schwankungen und Stürzen, da sie hochpräzise elektronische Komponenten enthält.
4. Zum Reinigen verwenden Sie nur sanfte Tücher, ohne Chemikalien. Kontakt mit Wasser vermeiden.
5. Die Waage ist nur zum Hausgebrauch bestimmt und darf nicht zu professionellen Zwecken eingesetzt werden.
6. Wird die Waage längere Zeit nicht benutzt, nehmen Sie die Batterien heraus.
7. Erscheint in der Anzeige die Meldung „LO“, sind die Batterien sofort gegen neue zu ersetzen.
8. Erscheint in der Anzeige die Meldung „ERR“ (Überlastung), entfernen Sie den Gegenstand aus der Waage, um sie nicht zu beschädigen.






Nutikas elektrooniline imikukaal 2in1 Bluetooth-ga

Emajal lapse päevik
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)





Rakenduse installaerimiseks võid kasutada QR koodi või leida see nimega Baby Fit all vahetult rakenduste poest. Enne toote kasutamise alustamist tutvuu hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga.

RAKENDUSE INSTALLEERIMINE

Skaneeri QR kood või leia rakendus rakenduste poest. Lae see nutitelefoni alla ja ava. Järge ekraanil näidatavaid juhiseid, sisesta oma andmed ja leia elektroonilise kaalu funktsioon. Astu järgmised sammud:

1. Klõpsa seadme lisamiseks
2. Leia ja lisa seade ning klõpsa seejärel kuvatavat ikooni
3. Pärast edukat ühendumist liigu järgmisele sammule
4. Sisesta seadme nimetus ja vali selle kasutamise koht, seejärel käivita seade.
5. Enne kasutamise alustamist vali mõõtühik.
6. Vali kasutaja ja sisesta kuupäev.
7. Lõpeta uuringud ja salvesta andmed.



TOOTE OMADUSED

- Kõrge täpsusega andur.
- Valged märgid sinisel LCD kuvaril.
- Automaatne väljalülitumine.
- Ülekoormuse hoiatus.
- Mõõtühikute arvestamise funktsioon.

PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMAS DE FABRICACIÓN

- Toote nimetus: elektrooniline imikukaal
- Mudel: KN - B1H
- Toide: kaks patareid AAA
- Mõõtevahemik: 50 g - 100 kg
- Täpsus: 10 g
- Mõõteviga: + 3%
- Teostuse standard: GB/T7722-2005

KASUTAMINE

Patareid ja nende paigaldamine

Seade on projekteeritud looduskeskkonna kaitset ja madalat energiakulu silmas pidades. Tehasetarne kahe patareiga komplektis. Enne kasutamist eemalda neilt kile ja paigalda õigesti. Patareid madala laetuse teate ilmumisel vaheta need välja.


PATAREIDE VÄLJAVAHETAMINE

A. Ava elektroonilise kaalu patareikamber.

B. Paiguta uued patareid, sisestades need esitaks ühte otsa pidi ja seejärel teist otsa pidi paika vajutades, kambrisse (pööra tähelepanu patareid polarsusele).



NUPPUDE KIRJELDUS



A. Lüüti - seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Välja lülitatud seadme sisselülitamiseks vajuta lülitile ja selle väljalülitamiseks vajuta nupule uuesti.



B. Taara funktsioon (TARE) - kaalu taara funktsioon pärast sellele kandiku asetamist (kui kaal on sellega varustatud). Vajuta taara funktsiooni nuppu ja soorita seejärel kaalumise.



C. Seade kuvab kaalu erinevates mõõtühikutes. Muu ühiku valimiseks vajuta nuppu UNIT.




Seade võimaldab teostatud mõõtmiste tulemuste salvestamist. Peale kaalumise mõõtetulemuse määramist vajuta tulemuse kuvaril säilitamiseks seda nuppu. Sel viisil säilitatud tulemuse kustutamiseks vajuta nuppu uuesti.

KAALUMINE

1. Paigalda kandik kaalu korpusele.




2. Lüüta kaal sisse.



3. Kui kuvarile ilmub väärtus 0, aseta ese kaalule ja vajuta mõõtühiku muutmiseks nuppu „UNIT“.



4. Pärast ühe minuti möödumist aseta kaalutav ese kaalule. Kaalu automaatne väljalülitumine (energiasäästu režiim)



Kui kaal ühe minuti jooksul mingit aktiivsust ei tuvasta lülitub see automaatselt välja.

OLULINE INFORMATSIOON

1. Enne kasutamist aseta kaal tasasele ja siledale pinnale
2. Ära kasuta kaalu kõrge niiskuse ja väga kõrge või madala temperatuuriga kohas.
3. Ära alluta kaalu põrutustele ja kukkumisele, sest seadmes on kasutusel kõrge täpsusega elektroonilised süsteemid.
4. Kaalu puhastamiseks kasuta ainult ilma keemiliste vahenditeta pehmet lappi. Ära vala sellele vedelikke.
5. Kaal on mõeldud ainult kodukasutuseks ja seda professionaalselt eesmärkideks kasutada ei tohi.
6. Kui kaalu pikema aja jooksul kasutada ei plaanita, võta sellest patareid välja.
7. Kui kuvarile ilmub teade „LO“, vaheta patareid kohe uute vastu välja.
8. Kui kuvarile ilmub teade „ERR“ (ülekoormus), eemalda kaalut, selle kahjustuste vältimiseks, kaalutav ese.

Báscula electrónica inteligente para bebés 2 en 1 con Bluetooth

Diario de mamá y su bebé
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










Para instalar la aplicación puedes usar el código QR o buscarla usando el nombre de Baby Fit directamente en la tienda de aplicaciones. Antes de usar el producto, lee detenidamente este manual del usuario.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

Escanea el código QR o busca la aplicación en la tienda de aplicaciones. Descárgalo en tu Smartphone e inicia. Sigue las instrucciones en pantalla, introduce tus datos y busca la función de báscula electrónica. Sigue estos pasos:

1. Haz clic para agregar el dispositivo
2. Busca y agrega el dispositivo, luego haz clic en el icono que aparecerá
3. Después de un emparejamiento exitoso, continúa con el siguiente paso:
4. Introduce el nombre del dispositivo, elige localización para su uso y enciéndelo.
5. Antes de utilizar, selecciona unidad de medición.
6. Elige el usuario e introduce la fecha.
7. Termina el examen y guarda datos.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sensor de alta precisión.
- Señales blancas en la pantalla LCD azul.
- Apagado automático.
- Advertencia de sobrecarga.
- Función de conversión de unidades de medición.

• PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMAS DE FABRICACIÓN

- Producto: báscula electrónica para bebés
- Modelo: KN - B1H
- Alimentación: dos pilas AAA
- Rango de medición: 50 g - 100 kg
- Precisión: 10 g
- Error de medición: + 3%
- Norma de elaboración: GB/T7722-2005


MODO DE USO

Pilas y su colocación

El dispositivo ha sido diseñado para proteger el medio ambiente y consumir poca energía. Se entrega con dos baterías de fábrica. Antes de comenzar a usar la báscula, retire la lámina e instálalas correctamente. Si aparece un mensaje de batería baja, cámbialas por otras nuevas.

CAMBIO DE PILAS:

- Abre el compartimento de pilas en la báscula electrónica.
- Coloca pilas nuevas en el compartimento metiendo primero un fin de la pila y presionando el otro (fíjate en la polarización).



DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



A. Interruptor – sirve para encender y apagar el dispositivo. Presiona el interruptor para encender el dispositivo apagado y vuelve a presionarlo si quieres apagarlo.



B. Tara (TARE) – sirve para tarar la báscula después de colocar la bandeja encima del dispositivo (si este está equipado con ella). Presiona el botón de tara y haz la medida.



C. El dispositivo muestra peso en varias unidades. Para seleccionar una, presiona el botón UNIT.



El dispositivo te permite guardar los resultados de las mediciones realizadas. Después de determinar el resultado de pesaje, presiona este botón para guardar el resultado en la pantalla. Para eliminar el resultado guardado de esta manera, vuelve a presionarlo.

PROCESO DE MEDIDA

- Coloca la bandeja encima del cuerpo de la báscula



- Enciende la báscula.




- Cuando en la pantalla aparezca valor 0, coloca el objeto en la báscula y presiona el botón "UNIT" para cambiar unidad de medición.



- Después de un minuto coloca el objeto que quieres pesar en la báscula.

Apagado automático de la báscula (modo de ahorro de energía)



La báscula apagará automáticamente, si no registra ninguna actividad durante un minuto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Antes de usar coloca la balanza sobre una superficie igual y plana.
- No utilizar en un lugar con alta humedad y temperaturas muy altas o bajas
- No expongas la báscula a golpes o caídas, porque el dispositivo funciona con sistemas electrónicos de alta precisión.
- Usa solo un paño suave, sin productos químicos, para limpiar la báscula. No permites que se inunde.
- La báscula es solo para uso doméstico y no puede utilizarse con fines profesionales.
- Si no vas a usar la báscula durante mucho tiempo, retira las pilas.
- Si la pantalla muestra "LO", reemplaza inmediatamente las baterías por otras nuevas.
- Si aparece el mensaje "ERR" (sobrecarga) en la pantalla, retira el objeto de pesaje de la balanza para evitar daños.

Le pèse-bébé électronique, balance connectée pour nourrisson 2en1 avec la technologie Bluetooth

Carnet de la maman et de l'enfant
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










Pour installer l'application, il suffit d'utiliser le QR code. Vous pouvez également le faire à partir de la boutique des applications, il suffit de saisir le nom « Baby Fit » pour trouver l'application concernée.

Avant toute utilisation du produit, lisez bien le manuel d'utilisateur.

INSTALLATION DE L'APPLICATION

Scannez le code QR ou cherchez l'application à partir de la boutique des applications. Téléchargez l'application sur le smartphone et ouvrez-la. Suivez les consignes qui s'affichent sur l'écran. Renseignez vos données et cherchez la fonction balance électronique. Ensuite, suivez les étapes ci-après:

1. Cliquez pour ajouter un appareil
2. Cherchez et ajoutez l'appareil, ensuite cliquez sur l'icône qui s'affiche
3. Después de un emparejamiento exitoso, continúa con el siguiente paso:
4. Dès que la liaison est effectuée, passez à l'étape suivante
5. Saisissez le nom de l'appareil et choisissez sa localisation, ensuite démarrez l'appareil.
6. Avant la première utilisation de l'appareil, sélectionnez l'unité de mesure.
7. Choisissez l'utilisateur et renseignez la date.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Capteur de haute précision.
- Signaux blancs sur l'écran LCD bleu.
- Arrêt automatique.
- Avertissement de la surcharge.
- Fonction permettant de recalculer les unités de mesure.

PARAMÈTRES TECHNIQUES ET NORMES DE FABRICATION

- Nom du produit: pese-bébé électronique
- Modèle: KN - B1H
- Alimentation: deux piles AAA
- Étendue de pesée: 50 g - 100 kg
- Précision: 10 g
- Marge d'erreur: + 3%
- Norme de fabrication: GB/T7722-2005

MODE D'EMPLOI


Piles et leur installation

La conception de l'appareil en fait un produit respectueux de l'environnement et à faible consommation d'énergie. Le produit fabriqué est fourni avec deux piles. Avant la première utilisation de la balance, enlevez le film qui la couvre et procédez à l'installation de l'appareil. Dès qu'un message indiquant le niveau faible de piles s'affiche, changez-les.


REPLACEMENT DE PILES USAGÉES

A. Ouvrez le compartiment à piles de la balance électronique.

B. Insérer les nouvelles piles dans le compartiment, commençant par le même bout, ensuite, resserrez-les par l'autre bout (veiller au respect de la polarité).



BOUTONS ET LEUR SIGNIFICATION



A. Marche – sert à mettre en marche et à arrêter l'appareil. Appuyez sur le bouton pour mettre en marche l'appareil en arrêt, appuyez à nouveau pour l'arrêter.



B. Tare (TARE) – sert à faire la tare de la balance, une fois le plateau posé (si la balance en est dotée). Appuyez sur le bouton tare, ensuite faites la pesée.



C. L'appareil peut afficher le poids exprimé en différentes unités. Pour sélectionner une autre unité de poids, appuyez sur le bouton UNIT.




Avec cet appareil, vous pouvez enregistrer les résultats de pesées effectuées. Une fois le résultat défini, appuyez sur ce bouton pour sauvegarder la valeur de la pesée sur l'écran. Pour supprimer le résultat enregistré, appuyez à nouveau sur le bouton.

PESÉE


1. Placer le plateau sur le corps de la balance.



2. Mettre la balance en route.




3. Si la valeur 0 s'affiche sur l'écran, poser un objet sur la balance et appuyer sur le bouton « UNIT » pour changer l'unité de mesure.



4. Au bout d'une minute, poser sur la balance l'objet à peser.

Arrêt automatique de l'appareil (mode économie d'énergie)



Si pendant une minute la balance ne détecte aucune activité, elle s'arrêtera automatiquement.

IMPORTANT !

1. Avant toute utilisation, poser le pese-bébé sur une surface plane et stable.
2. Ne pas utiliser le pese-bébé à l'endroit trop humide ou à température élevée ou encore à température trop basse.
3. Ne pas exposer l'appareil ni aux secousses ni aux chutes, parce qu'il utilise des systèmes électroniques de haute précision.
4. Nettoyer le pese-bébé uniquement avec un chiffon doux, sans ajouter de détergent. Ne jamais laisser l'appareil se mouiller.
5. Le pese-bébé est strictement réservé à un usage domestique et ne peut pas être utilisé pour un usage professionnel.
6. En cas d'une inutilisation prolongée du pese-bébé, penser à retirer les piles.
7. Si sur l'écran de la balance s'affiche le message « LO », remplacez les piles usagées par des neuves tout de suite.
8. Si sur l'écran de la balance s'affiche le message « ERR » (surcharge), enlevez de la balance l'objet pesé pour éviter l'endommagement de l'appareil.

Έξυπνη ηλεκτρονική ζυγαριά για βρέφη 2 σε 1 με Bluetooth

Carnet de la maman et de l'enfant
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Pour installer l'application, il suffit d'utiliser le QR code. Vous pouvez également le faire à partir de la boutique des applications, il suffit de saisir le nom « Baby Fit » pour trouver l'application concernée.


Avant toute utilisation du produit, lisez bien le manuel d'utilisateur.

INSTALLATION DE L'APPLICATION


Scannez le code QR ou cherchez l'application à partir de la boutique des applications. Téléchargez l'application sur le smartphone et ouvrez-la. Suivez les consignes qui s'affichent sur l'écran. Renseignez vos données et cherchez la fonction balance électronique. Ensuite, suivez les étapes ci-après:

1. Cliquez pour ajouter un appareil
2. Cherchez et ajoutez l'appareil, ensuite cliquez sur l'icône qui s'affiche
3. Después de un emparejamiento exitoso, continúa con el siguiente paso:
4. Dès que la liaison est effectuée, passez à l'étape suivante
5. Saisissez le nom de l'appareil et choisissez sa localisation, ensuite démarrez l'appareil.
6. Avant la première utilisation de l'appareil, sélectionnez l'unité de mesure.
7. Choisissez l'utilisateur et renseignez la date.


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Capteur de haute précision.
- Signaux blancs sur l'écran LCD bleu.
- Arrêt automatique.
- Avertissement de la surcharge.
- Fonction permettant de recalculer les unités de mesure.

PARAMÈTRES TECHNIQUES ET NORMES DE FABRICATION

- Nom du produit: pese-bébé électronique
- Modèle: KN - B1H
- Alimentation: deux piles AAA
- Étendue de pesée: 50 g - 100 kg
- Précision: 10 g
- Marge d'erreur: + 3%
- Norme de fabrication: GB/T7722-2005


MODE D'EMPLOI

Piles et leur installation

La conception de l'appareil en fait un produit respectueux de l'environnement et à faible consommation d'énergie. Le produit fabriqué est fourni avec deux piles. Avant la première utilisation de la balance, enlevez le film qui la couvre et procédez à l'installation de l'appareil. Dès qu'un message indiquant le niveau de piles s'affiche, changez-les.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- A.** Ανοίξτε την υποδοχή των μπαταριών της ηλεκτρονικής ζυγαριάς.
B. Τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες στην υποδοχή αρχικά εισάγοντας τες από την μία άκρη και στη συνέχεια πιέζοντας την άλλη άκρη (δώστε προσοχή στην πολικότητα των μπαταριών).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



A. Κουμπί ενεργοποίησης – ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την απενεργοποιημένη συσκευή και πιέστε εκ νέου για να την ενεργοποιήσετε.



B. Απόβαρο (TARE) – υπολογίζει το απόβαρο της ζυγαριάς αφού τοποθετήσετε σε αυτήν τον δίσκο (εφόσον η ζυγαριά διαθέτει δίσκο). Πατήστε το κουμπί του απόβαρου και στη συνέχεια πραγματοποιήστε ζύγιση.



C. Η συσκευή εμφανίζει το βάρος σε διάφορες μονάδες. Για να επιλέξετε διαφορετική μονάδα πατήστε το κουμπί UNIT.




Η συσκευή επιτρέπει την αποθήκευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Αφού σταθεροποιηθεί το αποτέλεσμα της ζύγισης πατήστε αυτό το κουμπί, για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα στην οθόνη. Για να διαγραφεί το αποτέλεσμα μόνο διατηρήθηκε με τον τρόπο αυτό πατήστε εκ νέου το κουμπί.

ΖΥΓΙΣΗ


1. Τοποθετήστε τον δίσκο στο σώμα της ζυγαριάς.




2. Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά.



3. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή 0, τοποθετήστε το αντικείμενο στη ζυγαριά και πατήστε το κουμπί „UNIT” για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης.



4. Μετά από ένα λεπτό τοποθετήστε στη ζυγαριά το αντικείμενο ζύγισης. Αυτόματα απενεργοποίηση της ζυγαριάς (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)



Εάν η ζυγαριά δεν ανιχνεύσει καμία δραστηριότητα για ένα λεπτό, απενεργοποιείται αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ !

1. Πριν από τη χρήση τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και λεία επιφάνεια.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε μέρος, όπου επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας και πολύ υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.
3. Μην εκθέτετε τη ζυγαριά σε κραδασμούς και πτώσεις, διότι χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά κυκλώματα υψηλής ακριβείας.
4. Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά χρησιμοποιήστε μόνο μαλακό πανάκι, χωρίς χημικά μέσα. Μην την βρέχετε.
5. Η ζυγαριά προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς.
6. Εάν δεν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες.
7. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα „LO”, αντικαταστήστε άμεσα τις μπαταρίες.
8. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα „ERR” (υπερφόρτιση), αφαιρέστε από τη ζυγαριά το αντικείμενο της ζύγισης, ώστε να μην προκληθεί βλάβη.

Inteligentna elektronička vaga za bebe 2 u1 s Bluetoothom

Dnevnik majke i djeteta
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










Da biste instalirali aplikaciju, možete koristiti QR šifru ili potražiti pomoću Baby Fit naziva izravno u trgovini s aplikacijama.

Prije početka upotrebe proizvoda temeljito pročitajte upute za korištenje!

INSTALIRANJE APLIKACIJE

Skenirajte kod QR ili potražite aplikaciju u trgovini aplikacija. Preuzmite ga na svoj pametni telefon i otvorite. Slijedite upute na zaslonu, unesite svoje podatke i potražite funkciju elektroničke vage. Izvršite ove korake:

1. Kliknite da biste dodali uređaj.
2. Potražite i dodajte uređaj, a zatim kliknite prikazanu ikonu.
3. Nakon uspješnog uparivanja prijedite na sljedeći korak.
4. Unesite naziv uređaja i odaberite mjesto za njegovo korištenje, a zatim ga pokrenite.
5. Prije početka uporabe odaberite mjernu jedinicu.
6. Odaberite korisnika i unesite datum.
7. Završite test i spremite podatke.



ZNAČAJKE PROIZVODA

- Senzor visoke preciznosti.
- Bijeli znakovi na plavom LCD zaslonu.
- Automatsko isključivanje.
- Upozorenje o preopterećenju.
- Funkcija pretvaranja mjernih jedinica.

TEHNIČKI PARAMETRI I STANDARDI IZVEDBE

- Naziv proizvoda: elektronička vaga za bebe
- Model: KN - B1H
- Napajanje: dvije baterija AAA
- Opseg mjerenja: 50 g - 100 kg
- Točnost: 10 g
- Greška mjerenja: + 3%
- Standard izvedbe: GB/T7722-2005


NAČIN KORIŠTENJA

Baterije i njihovo ugrađivanje

Uređaj je dizajniran s mišlju o zaštiti okoliša i malu potrošnje energije. Tvornički se isporučuje s dvije baterije. Prije nego što počnete koristiti, uklonite foliju i pravilno ih ugradite. Ako se pojavi poruka o praznim baterijama, zamijenite ih.

PROMJENA BATERIJA

- A. Otvorite komoru za baterije u elektroničkoj vagi.
- B. Najprije stavite nove baterije u komoru za baterije tako što ćete ih umetnuti jednim krajem, a zatim pritisnuti drugi kraj (imajte na umu polaritet baterija).



OPIS GUMBA



A. Prekidač - uključuje i isključuje uređaj. Pritisnite na gumb prekidača za uključivanje kako biste uključili isključeni uređaj, a zatim ponovno pritisnite gumb za isključivanje.



B. Tara (TARE) - koristi se za tariranje vage nakon stavljanja na nju tacne (ako je vaga s njom opremljena). Pritisnite gumb za tariranje, a zatim izvazite vaganje.

00



C. Uređaj prikazuje težinu u različitim jedinicama. Za odabir druge jedinice pritisnite UNIT.

0 80




Uređaj omogućuje spremanje rezultata izvršenih mjerenja. Nakon što odredite rezultat vaganja, pritisnite ovu tipku da biste spremili rezultat na zaslonu. Da biste izbrisali rezultat spremljen na ovaj način, ponovno pritisnite gumb.

VAGANJE


1. Postavite tacnu na tijelo vage.




2. Uključite vagu.



3. Kad se na zaslonu pokaže vrijednost 0, postavite predmet na vagu i pritisnite na gumb „UNIT“ za promjenu jedinice mjerenja.



4. Nakon jedne minute stavite vagani predmet na vagu. Automatsko isključivanje vage (način štednje energije)



Ako vaga tijekom jedne minute ne otkrije nikakvu aktivnost, automatski će se isključiti.

VAŽNE INFORMACIJE

1. Prije upotrebe postavite vagu na ravnu i vodoravnu površinu
2. Ne upotrebljavajte vagu na mjestu s visokom vlagom i vrlo visokim ili niskim temperaturama.
3. Ne izlažite vagu udarcima i padovima, jer koristi visoko preciznu elektroniku.
4. Za čišćenje vage koristite samo meku krpu i bez kemikalija. Ne dopustite da se vaga zalije tekućinom.
5. Vaga je namijenjena samo za kućnu upotrebu i ne može se koristiti u profesionalne svrhe.
6. Ako vagu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.
7. Ako na zaslonu bude prikazan "ERR" (preopterećenje), izvadite predmet za vaganje iz ravnoteže kako biste spriječili oštećenje.
8. Ako na zaslonu bude prikazano "ERR" (preopterećenje), izvadite predmet koji je izvagan iz ravnoteže kako biste spriječili oštećenje.

Okos, Buletoothszal rendelkező 2 az 1-ben babamérleg

Baba - mama mérésnapló
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Az alkalmazás telepítése céljából használhatja a QR kódot, vagy kikeresheti a Baby Fit nevű alkalmazást közvetlenül az alkalmazások tartalmazó boltban.







Mielőtt elkezdéné használni a terméket alaposan olvassa el a jelen használati útmutatót.

AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Szkenelje be a QR kódot, és keresse ki az alkalmazást az alkalmazások tartalmazó boltban. Töltse le az okostelefonjára és nyissa meg.

A képernyőn megjelenő instrukciók szerint járjon el, írja be az adatait, és keresse ki az elektronikus mérleg funkciót. Az alábbi lépések szerint járjon el:

1. Kattintson a készülékre hozzáadás céljából.
2. Keresse ki, és adja hozzá a készüléket, majd kattintson a megjelenő ikonra.
3. Sikeres összeköttetés után menjen a következő lépésre.
4. Írja be a készülék nevét, és válassza ki a felhasználás helyét, majd indítsa el.
5. A használat elkezdése előtt válassza ki a mértékegységeit.
6. Válassza ki a felhasználót, és írja be a dátumot.
7. Fejezze be a mérést, és rögzítse az adatokat.



A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

- Nagyon pontos érzékelő.
- Fehér jelek kék színű, LED kijelzőn.
- Automatikus kikapcsolás.
- Figyelmeztetés túlterhelés esetén.
- Mértékegységek átszámításának funkciója.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK ÉS SZABVÁNYOK

- Termék megnevezése: elektromos babamérleg w
- Modell: KN - B1H
- Energia: két AAA elem
- Mérési tartomány: 50 g - 100 kg
- Pontosság: 10 g
- Mérési hiba: + 3%
- Szabvány: GB/T7722-2005

HASZNÁLATA

Elemek-, és elemek berakása

A készüléket a környezet védelmére és alacsony szintű elem fogyasztásra való figyelemmel terveztük meg. Gyárilag két elemmel látjuk el. Mielőtt elkezdené használni a készüléket, vegye le a fóliát az elemekről, és megfelelőképpen tegye be őket. Amennyiben megjelenik az alacsony energiaszintről szóló üzenet, cserélje ki az elemeket.


ELEMCSERE

A. Nyissa fel az elektromos mérleg elemtartóját.

B. Az elemeket tegye be a tartóba úgy, hogy először az egyik végét teszi be, majd megnyomva a másik végét. (Figyelje az elemek pólusait).



GOMBEÍRÁS



A. Kapcsoló gomb - a készülék be- és kikapcsolását teszi lehetővé. Nyomja meg a kapcsoló gombot a kikapcsolt készülék bekapcsolása végett, és nyomja meg még egyszer ha ki szeretné kapcsolni a készüléket.



B. Tárasúly (TARE) - Miután felteszi a tálcát a mérlegre (amennyiben a mérleg rendelkezik vele) a gomb megnyomásával a tárasúly megkapható. Nyomja meg a tárasúly gombot, majd végezze el a mérést.

00



C. A készülék a súlyt különböző mértékegységekben jelenítheti meg. A mértékegység kiválasztása végett nyomja meg a UNIT gombot.

0 80




A készülék rögzítheti a mérések eredményeit. A mérés után nyomja meg ezt a gombot, a mérési eredmény kijelzőn való rögzítése végett. Ilyen módon rögzített mérési eredmény törlése céljából nyomja meg ismét a gombot.

FONTOS


1. A tálcát a mérleg alap részére tegye.




2. Kapcsolja be a mérleget.



3. Amennyiben a kijelzőn 0 jelenik meg, tegye a tárgyat a mérlegre, majd nyomja meg a „UNIT” gombot a mértékegység beállításá végett.



4. Egy perc elteltével tegye a mérlegre a mérendő tárgyat. Mérleg automatikus kikapcsolása (energiatakarékos mód).



A mérleg automatikusan kikapcsolódik, amennyiben egy percen keresztül nem érzékel semmilyen aktivitást.

FONTOS INFORMÁCIÓK

1. Használat előtt a mérleget tegye lapos, sima felületre.
2. Ne használja a mérleget olyan helyen, ahol magas a páratartalom, illetve nagyon magas- vagy alacsony a hőmérséklet.
3. Figyeljen arra, hogy a mérleg ne essen le, ne rázkódjon, mivel nagyon precíz elektronikus áramkörökkel rendelkezik.
4. A mérleg tisztítása végett csak puha rongyot használjon, vegyszerek nélkül. Ne engedje átnedvesedni.
5. A mérleg csak otthoni használatra készült, nem szabad szaktevékenység céljából használni.
6. Amennyiben hosszabb időn keresztül nem fogja használni a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
7. Amennyiben a kijelzőn „LO” üzenet jelenik meg, cserélje az elemeket újakra.
8. Amennyiben a kijelzőn „ERR” üzenet jelenik meg (túlterhelés), a mérleg sérülése elkerülése végett, vegye le a mért tárgyat a mérlegről.

La bilancia elettronica per neonati 2 in1 dotata di Bluetooth

Il diario della mamma e del bebè
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Per installare l'applicazione potete utilizzare i codi QR o cercarla direttamente nel negozio di applicazioni usando il nome Baby Fit.

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggete attentamente il presente manuale.

INSTALLAZIONE DELL'APP

Scansionare il codice QR o cercare l'app nel negozio di applicazioni. Scaricare l'app sul smartphone e aprire. Seguire le istruzioni sul display, inserire i propri dati e cercare la funzione di bilancia elettronica. Eseguire i seguenti passi:

Passo 1: Cliccare per aggiungere un dispositivo

Passo 2: Cercare e aggiungere il dispositivo, quindi cliccare sull'icona visualizzata








Passo 3: Dopo l'accoppiamento riuscito, passare al passo seguente

Passo 4: Inserire il nome del dispositivo e selezionare la localizzazione del suo utilizzo, quindi attivarlo.

Passo 5: Prima di procedere all'uso, scegliere l'unità di misura.

Passo 6: Selezionare l'utente e inserire la data.

Passo 7: Completare il questionario e memorizzare i dati.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sensore ad alta precisione.
- Caratteri bianchi sul display LCD blu.
- Spegnimento automatico.
- Avviso di sovraccarico.
- Funzione di conversione delle unità di misura.

PARAMETRI TECNICI E STANDARD DI ESECUZIONE

- Nome del prodotto: bilancia elettronica per neonati
- Modello: KN - B1H
- Alimentazione: due batterie AAA
- Range di misurazione: 50 g - 100 kg
- Precisione: 10 g
- Errore di misurazione: + 3%
- Norma esecutiva: GB/T7722-2005

MODALITÀ DI UTILIZZO


Batterie e la loro installazione

Il dispositivo è stato progettato tenendo conto della protezione dell'ambiente e del basso consumo energetico. La confezione originale include due batterie. Prima dell'uso, rimuovere la pellicola dalle batterie e installarle. Se viene visualizzato un messaggio di batteria scarica, sostituire le batterie.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

A. Aprire il vano batterie della bilancia elettrica.

B. Inserire le nuove batterie nel vano prima inserendone un'estremità e poi premendo sull'altra estremità (fare attenzione alla polarità delle batterie).



DESCRIZIONE DEI TASTI



A. Pulsante On/Off - utilizzato per accendere e spegnere il dispositivo. Premere il pulsante per accendere il dispositivo spento e premerlo di nuovo per spegnere.



B. Tara (TARE) - utilizzata per tarare la bilancia dopo aver posizionato sopra il vassoio (se la bilancia è dotata di un vassoio). Premere il pulsante di tara, quindi eseguire la pesatura.



C. Il dispositivo visualizza la scala in diverse unità. Per selezionare un'unità diversa, premere il pulsante UNIT.




Il dispositivo permette di memorizzare i risultati della pesata eseguita. Una volta stabilito il risultato della pesata, premere questo pulsante per memorizzare il risultato sul display. Per cancellare il risultato memorizzato in tal modo, premere di nuovo il pulsante.

ESEGUIRE LA PESATA


1. Posizionare il vassoio sulla bilancia.



2. Accendere la bilancia.




3. Se sul display viene visualizzato il valore 0, posizionare l'oggetto sulla bilancia e premere il pulsante "UNIT" per cambiare l'unità di misura.



4. Dopo un minuto, posizionare sulla bilancia l'oggetto da pesare.

Spegnimento automatico della bilancia (modalità di risparmio energetico)



Se la bilancia non rileva nessuna attività per un minuto, si spegnerà automaticamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Prima dell'uso, posizionare la bilancia su una superficie piana e piatta.
2. Non utilizzare la bilancia in un luogo con umidità elevata e temperature molto alte o basse.
3. Non esporre la bilancia a urti e cadute in quanto utilizza è dotata di sistemi elettronici di alta precisione.
4. Per pulire la bilancia utilizzare solo un panno morbido, senza agenti chimici. Non lasciare che venga a contatto con l'acqua.
5. La bilancia è destinata soltanto per uso domestico e non può essere utilizzata per scopi professionali.
6. Rimuovere le batterie dalla bilancia, se si prevede di non utilizzarla per un periodo di tempo prolungato.
7. Se sul display viene visualizzato il messaggio "LO", sostituire immediatamente le batterie con nuove.
8. Se sul display viene visualizzato il messaggio "ERR" (sovraccarico), rimuovere l'elemento pesato dalla bilancia per evitare che venga danneggiata.

La bilancia elettronica per neonati 2 in1 dotata di Bluetooth

Motinos ir vaiko dienaštis
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










Prietaikos užinstaliavimo tikslu jūs galite pasinaudoti OR kodu arba surasti ją pagal Baby Fit pavadinimą – tiesiogiai prietaikų parduotuvėje.

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai susipažinkite su šiuo vartotojo vadovėliu.

PRIETAIKOS INSTALIAVIMAS

OR kodą nusenuokite arba prietaiką suraskite prietaikų parduotuvėje. Atsisūskite ją į savo išmanųjį telefoną ir atidarykite. Vykdykite ekrane išsiviečiančias instrukcijas, įveskite savo duomenis ir suraskite elektroninių svarstyklių funkciją. Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 žingsnis: Bakstelėkite įrenginio pridėjimo tikslu.
- 2 žingsnis: Suraskite ir pridėkite įrenginį, o po to bakstelėkite ekrane pasirodžiusią piktogramą.
- 3 žingsnis: Sukūrus efektyvią sąsają padarykite eilinį žingsnį.
- 4 žingsnis: Įveskite įrenginio pavadinimą ir pasirinkite jo naudojimo vietą, o po to jį paleiskite.
- 5 žingsnis: Prieš pradėdami įrenginį eksploatuoti pasirinkite mato vienetą.
- 6 žingsnis: Pasirinkite vartotoją ir įveskite datą.
- 7 žingsnis: Užbaikite tyrimą ir užrašykite duomenis.



GAMINIO SAVYBĖS

- Didelio tikslumo jutiklis.
- Balti ženklai ant mėlyno LCD vaizduoklio.
- Automatinis išjungimas.
- Įspėjimas apie perkrovą.
- Mato vienetų perskaičiavimo funkcija.

TECHNINIAI PARAMETRAI IR GAMYBOS NORMOS

- Gaminio pavadinimas: Elektroninės kūdikių svarstyklės.
- Modelis: KN - B1H.
- Maitinimas: dvi AAA baterijos.
- Matavimo diapazonas: 50 g - 100 kg.
- Tikslumas: 10 g.
- Matavimo paklaida: ± 3%.
- Gamybos norma: GB/T7722-2005.


NAUDOJIMO BŪDAS

Baterijos ir jų montavimas


Įrenginys yra suprojekuotas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus bei siekiant užtikrinti mažas energijos sąnaudas. Svarstyklės yra gamyklos pristatomos su dviem baterijomis. Prieš pradėdant įrenginį naudoti nuimkite nuo jo apsauginę plėvelę ir taisyklingai jį užinstaliuokite. Jeigu pasirodys pranešimas apie žemą baterijų įkrovos lygį, pakeiskite jas naujomis.

BATERIJŲ KEITIMAS:

- Tidarykite elektroninių svarstyklių baterijų skyrių.
- Naujas baterijas įdėkite į skyrių visų pirma įdedant vieną baterijos galą, o po to įspraudžiant ir antrąjį galą (tuo pat metu atkreipiant dėmesį į baterijos poliarizaciją).



MYGTUKŲ APRAŠYMAS



A. Jungiklis – skirtas įrenginio įjungimui ir išjungimui. Nuspauskite jungiklį, kad išjungtų įrenginį įjungti ir nuspauskite jį pakartotinai, kad jį išjungtų.



B. Tara (TARE) – mygtukas skirtas nulinei taros masės pozicijai nustatyti padėjus ant svarstyklių padėklą (jeigu svarstyklės yra juo aprūpintos). Nuspauskite taros mygtuką ir po to atlikite svėrimą.



C. Įrenginys parodo svorį įvairiais matavimo vienetais. Kitokio matavimo vieneto pasirinkimo tikslu nuspauskite mygtuką UNIT.




Įrenginys duoda galimybę registruoti atliktų matavimų rezultatus. Po svėrimo rezultato stabilizacijos nuspauskite šį mygtuką, kad rezultatas užfiksuočiau vaizduoklyje. Užfiksuoto rezultato pašalinimo tikslu nuspauskite šį mygtuką pakartotinai.

SVĖRIMAS

1. Ant svarstyklių korpuso sumontuokite padėklą.



2. Įjunkite svarstyklės.




3. Kai vaizduoklyje pasirodys 0 vertė, padėkite daiktą ant svarstyklių ir nuspauskite „UNIT“ mygtuką matavimo vienetui pakeisti.



4. Praėjus vieniui minutei, padėkite ant svarstyklių svėrimui skirtą daiktą.

Automatinis svarstyklių išjungimas (energijos taupymo režimas)



Ilgiau kaip minutę trunkančios svarstyklių aktyvumo stokos atveju, svarstyklės išsijungs automatiškai.

SVARBI INFORMACIJA

1. Prieš svarstyklės panaudojimą, pastatykite jas ant lygaus ir plokščio paviršiaus.
2. Nenaudokite svarstyklių didelės drėgmės aplinkoje ir taip pat esant labai aukštai, kaip ir labai žemai temperatūrai.
3. Svarstyklių mechanizmas susideda iš didelio tikslumo elektroninių sistemų, todėl saugokite svarstyklės nuo sukretimų ir nukritimų.
4. Svarstyklių valymui naudokite tik minkštą, lengvai sudrekinatą šluostę be cheminių medžiagų priedo. Saugokite svarstyklės nuo vandens į jas patekimo.
5. Svarstyklės yra skirtos naudoti tik namuose, jų negalima naudoti profesionalioje veikloje.
6. Jeigu neplanuojate svarstyklių naudoti per ilgesnį laiką, ištraukite iš jų baterijas.
7. Jeigu vaizduoklyje pasirodys užrašas „LO“, tuojau pat pakeiskite baterijas naujomis.
8. Jeigu vaizduoklyje išsišivies užrašas „ERR“ (perkrova), svarstyklių pažeidimui išvengti nedelsiant sveriamą daiktą nuimkite nuo svarstyklių.

Inteligenti elektroniski zidainu svāri "divi vienā" ar Bluetooth tehnoloģiju

Mātes un mazuļa dienasgrāmata
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










Lai instalētu lietojumprogrammu, varat izmantot QR kodu vai pameklēt to, izmantojot Baby Fit nosaukumu, tieši lietojumprogrammu veikalā.

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.

LIETOJUMPROGRAMMAS INSTALĒŠANA

Skenējiet QR kodu vai meklējiet programmu lietojumprogrammu veikalā. Lejupielādējiet to savā viedtālrunī un atveriet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, ievadot savu informāciju un meklējiet elektronisku svaru funkciju. Veiciet sekojošu darbību:

1. solis: Noklikšķiniet, lai pievienotu ierīci
2. solis: Atrodiet un pievienojiet ierīci, pēc tam noklikšķiniet uz parādītās ikonas
3. solis: Pēc veiksmīgas savienošanas pāri pārejiet pie nākamā soļa
4. solis: Ievadiet ierīces nosaukumu un atlasiet tās lietošanas vietu, pēc tam ieslēdziet to.
5. solis: Pirms lietošanas atlasiet mērvienību.
6. solis: Izvēlieties lietotāju un ievadiet datumu.
7. solis: Pabeidziet pārbaudi un ierakstiet datus.



PRODUKTA RAKSTURLĪKNES

- Augstas precizitātes sensors.
- Baltas rakstzīmes zilajā LCD displejā.
- Automātiska izslēgšanās.
- Brīdinājumi par pārslodzi.
- Mērvienības konversijas funkcija.

TEHNISKIE PARAMETRI UN VEIKTSPĒJAS STANDARTI

- Produkta nosaukums: elektroniskie zaidaiņu svāri
- Modelis: KN - B1H
- Elektroapgāde: divas AAA baterijas
- Mērīšanas diapazons: 50 g - 100 kg
- Precizitāte: 10 g
- Mērījuma kļūda: + 3%
- Izpildes standarts: GB/T7722-2005

LIETOŠANA

Baterijas un to uzstādīšana

Ierīce tika projektēta, lai aizsargātu vidi un samazinātu enerģijas patēriņu. Tiek piegādāta komplektā ar divām baterijām. Pirms lietošanas uzskāšanas noņemiet plēvi un pareizi uzstādiet. Ja parādās paziņojums par zemu baterijas līmeni, nomainiet tos uz jaunām.


BATERIJU MAIŅĪŠANA

A. Atveriet elektronisku svaru baterijas nodalījumu.

B. Jaunas baterijas ievietojiet baterijas nodalījumā, vispirms ievietojot tos ar vienu galu un pēc tam nospiežot otru galu (ņemiet vērā pareizo polaritāti).



POGU APRAKSTS



A. Ieslēdzis - paredzēts ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai. Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu izslēgto ierīci, un vēlreiz nospiediet, lai to izslēgtu.



B. Tara (TARE) - funkcija svaru nullēšanai pēc papildus ievietošanas (ja svāri ir aprīkoti ar to). Piespīd taras pogu, pēc tam veiciet svēršanu.



C. Ierīce parāda svaru dažādās vienībās. Lai izvēlētos citu vienību, nospiediet pogu UNIT.




Ierīce ļauj saglabāt veikto mērījumu rezultātus. Pēc svēršanas rezultāta noteikšanas nospiediet šo pogu, lai saglabātu rezultātu displejā. Lai izdzēstu šādā veidā saglabāto rezultātu, vēlreiz nospiediet to pogu.

SVĒRŠANA

1. Uzstādiet paplāti uz svaru korpusa



2. Ieslēdziet svarus.




3. Kad displejā parādās vērtība 0, novietojiet objektu uz svāriem un nospiediet pogu "UNIT", lai mainītu mērvienību.



4. Pēc vienas minūtes novietojiet uz svāriem svērto priekšmetu.

Svaru automātiskā izslēgšana (enerģijas taupīšanas režīms)



Ja svāri vienu minūti nenoteic nekādu darbību, tie automātiski izslēdzas.

SVARĪGAS INFORMĀCIJAS

1. Pirms lietošanas novietojiet svarus uz līdzenas un plakanas virsmas
2. Nelietojiet svarus vietā, kur ir augsts mitruma līmenis un ļoti augsta vai zema temperatūra.
3. Nepakļaujiet svarus triecieniem un kritieniem, jo tajā tiek izmantota augstas precizitātes elektronika.
4. Svaru tīrīšanai izmantojiet tikai mikstu drāniņu bez ķīmikālijām. Neļaujiet aizliet svarus.
5. Svāri ir paredzēti tikai lietošanai mājās, un to nevar izmantot profesionāliem mērķiem.
6. Ja jūs ilgu laiku neplānojat izmantot svarus, izņemiet baterijas.
7. Ja displejā parādās "LO", uzreiz nomainiet baterijas ar jaunām.
8. Ja displejā parādās ziņojums "ERR" (pārslodze), noņemiet svērto priekšmetu no svāriem, lai novērstu ierīces bojājumus.

Intelligente elektronische babyweegschaal 2in1 met Bluetooth

Moeder- en babydagboek
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)










Om de app te installeren kun je de QR-code gebruiken of de app rechtstreeks in de appwinkel onder de naam Baby Fit zoeken.

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing goed door voordat je het product begint te gebruiken.

DE APP INSTALLEREN

Scan de QR-code of zoek de app in de appwinkel. Download en open de app op je smartphone. Volg de instructies op het scherm, voer je gegevens in en zoek de elektronische weegschaal functie. Voer de volgende stappen uit:

- Stap 1: Klik om het apparaat toe te voegen
- Stap 2: Zoek het apparaat en voeg het toe, klik vervolgens op het weergegeven pictogram
- Stap 3: Ga na het succesvol koppelen naar de volgende stap
- Stap 4: Voer de apparaatnaam in en kies de gebruikslocatie, schakel het apparaat vervolgens in
- Stap 5: Selecteer voor gebruik de maateenheid
- Stap 6: Kies de gebruiker en voer de datum in
- Stap 7: Voltooi de test en sla de gegevens op



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sensor met een hoge nauwkeurigheid
- Witte tekens op een blauw LCD-display
- Automatische uitschakeling
- Overbelastingswaarschuwing
- Omrekenen van maateenheden

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITVOERINGSNORMEN

- Productnaam: elektronische babyweegschaal
- Model: KN - B1H
- Voeding: 2x AAA-batterijen
- Meetbereik: 50 g - 100 kg
- Nauwkeurigheid: 10 g
- Tolerantiegebied: + 3%
- Uitvoeringsnorm: GB/T7722-2005


GEBRUIKSWIJZE

Batterijen en hun plaatsing

Het apparaat is ontworpen met aandacht aan milieubescherming en laag energieverbruik. Het wordt geleverd met twee batterijen. Verwijder de folie van de batterijen en plaats ze correct voordat je het apparaat begint te gebruiken. Vervang de batterijen als er een bericht verschijnt dat de batterijen bijna leeg zijn.

BATTERIJEN VERVANGEN

- Open het batterijcompartiment van de weegschaal.
- Plaats de nieuwe batterijen in het compartiment door eerst het ene uiteinde ervan te plaatsen en vervolgens het andere aan te drukken (let op de polariteit van de batterijen)



FUNCTIES VAN DE KNOPPEN



A. Aan- en uitschakelaar van het apparaat. Druk op de schakelaar om het uitgeschakelde apparaat in te schakelen en druk er opnieuw op om het uit te schakelen.



B. Tarraknop (TARE) - om de weegschaal te tarreren wanneer er een weegpan wordt gebruikt (indien meegeleverd). Druk op de tarraknop en voer vervolgens het wegen uit.



C. Het apparaat geeft het gewicht in verschillende eenheden weer. Druk op de knop UNIT om een andere eenheid te selecteren.




Het is mogelijk om de resultaten van de uitgevoerde metingen op te slaan. Als het meetresultaat vaststaat, druk op deze knop om het resultaat op het display op te slaan. Druk op deze knop opnieuw om een resultaat dat op deze manier is opgeslagen te verwijderen.

WEGEN


1. Monteer de weegpan op de behuizing van de schaal.



2. Schakel de schaal in.




3. Als de waarde 0 zich op het display verschijnt, plaats het te wegen voorwerp op de schaal en druk op de knop "UNIT" om de maateenheid te wijzigen.



4. Plaats na een minuut het te wegen voorwerp op de schaal.

Automatische uitschakeling van de weegschaal (energiespaarmodus)



Als de weegschaal geen activiteit gedurende één minuut detecteert, schakelt hij zich automatisch uit.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Plaats de weegschaal op een vlakke en stevige ondergrond.
2. Gebruik de weegschaal niet op een plaats met een hoge luchtvochtigheid en zeer hoge of lage temperaturen.
3. Vermijd het stoten en vallen van de weegschaal omdat deze gebruik maakt van zeer nauwkeurige elektronica.
4. Gebruik **alleen** een zachte doek en geen chemicaliën om de weegschaal te reinigen. Zorg ervoor dat de weegschaal niet onder water komt.
5. De weegschaal is **alleen** bedoeld voor thuisgebruik en mag niet worden gebruikt voor professionele doeleinden.
6. Als je de weegschaal een lange tijd niet gaat gebruiken, verwijder de batterijen.
7. Vervang de batterijen direct als er de melding "LO" op het display wordt weergegeven.
8. Verwijder het gewogen voorwerp van de weegschaal als er de melding "ERR" (overbelasting) op het display wordt weergegeven, anders kan de weegschaal beschadigd worden.

Balança eletrónica inteligente 2em1 para bebés, equipada com Bluetooth

Diário de mãe e filho
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Para instalar a aplicação pode usar o código QR ou procurar a aplicação usando o nome Baby Fit, diretamente na loja de aplicações.

Antes da primeira utilização do produto, leia com atenção o presente manual de utilização.

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

Digitalize o código QR ou procure a aplicação na loja de aplicações. Faça o download no seu smartphone e abra. Siga as instruções no ecrã, introduza os seus dados e procure a função da balança eletrónica. Siga os passos seguintes:

Passo 1: Clique para adicionar um dispositivo.

Passo 2: Procure e adicione o dispositivo e seguidamente clique no ícone exibido.

Passo 3: Após o emparelhamento, siga para o passo seguinte.


Passo 4: Introduza o nome do dispositivo e selecione a localização da sua utilização, em seguida aponha-o em funcionamento.

Passo 5: Antes de iniciar a utilização, selecione a unidade de medida.


Passo 6: Selecione o utilizador e introduza a data.

Passo 7: Termine a medição e grave os dados.


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sensor de alta precisão.
- Caracteres em branco no visor LCD azul.
- Desligamento automático.
- Aviso de sobrecarga.
- Função para converter unidades de medida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NORMAS DE EXECUÇÃO

- Nome do produto: balança eletrônica para bebês
- Modelo: KN - B1H
- Alimentação: duas pilhas AAA
- Alcance de medição: 50g - 100kg
- Precisão: 10g
- Erro de medição: + 3%
- Padrão de desempenho: GB/T7722-2005

MODO DE UTILIZAÇÃO


As pilhas e a sua montagem

O dispositivo foi construído pensando na proteção do meio ambiente e baixo uso de energia. É entregue com duas pilhas. Antes de começar a usar a balança, remova a folha de plástico e coloque as pilhas devidamente. Se aparecer uma mensagem de pilhas fracas, substitua-as.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

A. Abre o compartimento para pilhas.

B. Coloque as novas pilhas no compartimento, empurrando bem as pontas (preste atenção à polaridade correta).



DESCRIÇÃO DE BOTÕES



A. Interruptor - serve para ligar e desligar o dispositivo. Pressione o interruptor para ligar o dispositivo que está desligado, pressione novamente para desligá-lo.



B. Tara (TARE) - serve para pôr a balança a zero após ter sido colocada a bandeja (se a balança estiver equipada com uma). Pressione o botão de tara, seguidamente pese o bebé.



C. O dispositivo mostra o peso em diferentes unidades. Para selecionar a determinada unidade, pressione o botão UNIT.




O dispositivo permite gravar os resultados das medições efetuadas. Quando aparecer o resultado da medição, pressione este botão para gravar o resultado no visor LCD. Para apagar o resultado gravado, pressione novamente o botão.

PESAGEM

1. Coloque a bandeja no corpo da balança.



2. Ligue a balança.




3. Quando no visor aparecer o valor 0, coloque o objeto na balança e pressione o botão "UNIT" para alterar a unidade de medição.



4. Passado um minuto, coloque o objeto na balança para ser pesado.

Desligamento automático da balança (modo de poupar energia)



Se a balança não detetar nenhuma atividade durante um minuto, desliga-se automaticamente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Antes de usar, coloque a balança em uma superfície plana.
2. Não use a balança em um lugar com alta humidade, altas ou baixas temperaturas.
3. Não submeta a balança a choques e quedas porque contém componentes eletrónicos de alta precisão.
4. Use um pano macio e sem detergente para limpar a balança. Não deixe inundá-la.
5. A balança serve apenas para uso doméstico e não pode ser usada para fins profissionais.
6. Se não planeia usar a balança durante mais tempo, remova as pilhas.
7. Se no visor aparecer a mensagem "LO", substitua as pilhas por novas.
8. Se no visor aparecer a mensagem "ERR" (sobrecarga), remova da balança o objeto que está a ser pesado para evitar danos.

Cântar electronic inteligent pentru nou-născuți 2in1 cu Bluetooth

Jurnalul mamei și al copilului
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Pentru a instala aplicația, puteți utiliza codul QR sau puteți s-o căutați folosind denumirea Baby Fit, direct în magazinul cu aplicații.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual de utilizare.

INSTALAREA APLICAȚIEI

Scanați codul QR sau căutați aplicația în magazinul cu aplicații. Descărcați-o pe smartphone și deschideți-o. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran, introduceți datele dvs. și căutați funcția de cântar electronic. Urmăriți acești pași:

Pasul 1: Dați clic pentru a adăuga un dispozitiv.

Pasul 2: Căutați și adăugați dispozitivul, apoi dați clic pe pictograma afișată.








Pasul 3: După ce ați reușit să vă conectați, treceți la următorul pas.

Pasul 4: Introduceți numele dispozitivului și selectați locația pentru utilizare, apoi porniți-l.

Pasul 5: Înainte de utilizare, selectați unitatea de măsură.

Pasul 6: Selectați un utilizator și introduceți data.

Pasul 7: Finalizați testul și salvați datele.



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Senzor de înaltă precizie
- Caractere albe pe ecranul LCD albastru
- Oprire automată
- Avertizare de supraîncărcare
- Funcție de conversie a unităților de măsură

PARAMETRII TEHNICI ȘI STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ

- Denumirea produsului: cântar electronic pentru nou-născuți
- Model: KN - B1H
- Alimentare: două baterii AAA
- Interval de măsurare: 50 g - 100 kg
- Precizie: 10 g
- Eroare de măsurare: + 3%
- Standard de performanță: GB/T7722-2005

MODUL DE UTILIZARE

Bateriile și asamblarea lor

Dispozitivul a fost proiectat cu gândul la protejarea mediului înconjurător și la consumul redus de energie. Acesta este livrat cu două baterii din fabrică. Înainte de a începe să le folosiți, scoateți folia și instalați-le corect. Dacă apare mesajul că bateria este descărcată, înlocuiți-le.


ÎNLOCUIREA BATERIILOR

A. Deschideți compartimentul pentru baterii al cântarului electronic.

B. Introduceți bateriile noi în compartiment, introducându-le mai întâi cu un capăt și apoi apăsând pe celălalt capăt (observați polaritatea bateriei).



DESCRIEREA BUTOANELOR



A. Butonul de pornire - pentru pornirea și oprirea dispozitivului. Apăsăți butonul de pornire pentru a porni dispozitivul și apăsați din nou pentru a-l opri.



B. Tara (TARE) - utilizați funcția după plasarea tăvii pe cântar (dacă cântarul este echipat cu aceasta). Apăsăți butonul TARE și apoi cântăriți.



C. Dispozitivul afișează greutatea în diferite unități. Pentru a selecta o unitate, apăsați butonul UNIT.




Dispozitivul vă permite să salvați rezultatele măsurătorilor făcute. După determinarea rezultatului cântării, apăsați acest buton pentru a salva rezultatul pe ecran. Pentru a șterge rezultatul salvat în acest mod, apăsați din nou butonul.

CÂNTĂRIREA

1. Montați tava pe suprafața cântarului.



2. Porniți cântarul.




3. Când pe ecran apare valoarea 0, puneți obiectul pe cântar și apăsați butonul "UNIT" pentru a schimba unitatea de măsură.



4. După un minut, așezați obiectul pe care doriți să îl cântăriți pe cântar.

Oprirea automată a cântarului (modul de economisire al energiei)



Dacă cântarul nu detectează nicio activitate timp de un minut, se va opri automat.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Înainte de utilizare, așezați cântarul pe o suprafață plană.
2. Nu folosiți cântarul într-un loc cu umiditate ridicată și temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.
3. Nu expuneți cântarul la șocuri și căderi, deoarece acesta folosește sisteme electronice de înaltă precizie.
4. Pentru a curăța cântarul, folosiți doar o cârpă moale, fără substanțe chimice. Nu vărsați apă pe el.
5. Cântarul este doar pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în scopuri profesionale.
6. Dacă nu intenționați să folosiți cântarul pentru o lungă perioadă de timp, scoateți bateriile.
7. Dacă pe ecran apare „LO”, înlocuiți imediat bateriile cu altele noi.
8. Dacă pe ecran apare mesajul „ERR” (supraîncărcare), luați obiectul pe care doriți să îl cântăriți de pe cântar pentru a preveni deteriorarea.

Журнал мамы и ребёнка
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Чтобы установить приложение, можно использовать QR-код либо найти его по названию Baby Fit в магазине с приложениями. Перед использованием устройства тщательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Отсканируйте QR-код или найдите приложение в интернет-магазине. Загрузите его на смартфон и откройте. Следуйте указаниям на экране, введите свои данные и найдите функцию электронных весов. Выполните следующие шаги:

Шаг 1: Кликните, чтобы добавить устройство.

Шаг 2: Найдите и добавьте устройство, а затем кликните по ярлычку.








Шаг 3: После успешного соединения перейдите к следующему шагу.

Шаг 4: Введите название устройства и выберите его местонахождение, затем запустите его.

Шаг 5: Перед использованием выберите единицу измерения.

Шаг 6: Выберите пользователя и введите дату.

Шаг 7: Завершите измерение и сохраните данные.



СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

- Датчик высокой точности.
- Белые символы на голубом ЖК-дисплее.
- Автоматическое выключение.
- Уведомление о перегрузке.
- Функция перевода единиц измерения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Наименование изделия: Весы электронные для новорожденных
- Модель: KN - VTN
- Питание: две батареи AAA
- Диапазон измерения: 50 г - 100 кг
- Точность: 10 г
- Погрешность измерения: + 3%
- Стандарт исполнения: GB/T7722-2005


СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установка батарей


Устройство разработано с учётом экологических требований и низкого потребления энергии. Поставляется в комплекте с двумя батареями. Перед использованием прибора снимите с них плёнку и установите надлежащим образом. При появлении сообщения о низком уровне зарядки батарей замените их.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ. Откройте отсек для батарей.

В. Новые батареи вставляйте в отсек сначала одним концом, прижимая затем второй конец. При установке соблюдайте полярность.



ОПИСАНИЕ КНОПОК



A. Выключатель – служит для включения и выключения устройства. Нажмите кнопку, чтобы включить выключенное устройство, и нажмите снова, чтобы его выключить.



B. Тара (TARE) – служит для тарирования весов после установки на них лотка (если весы им комплектуются). Нажмите кнопку тарирования, а затем выполните взвешивание.



C. Устройство показывает вес в разных единицах. Чтобы выбрать другую единицу измерения, нажмите кнопку UNIT.




Устройство позволяет сохранять результаты выполненных измерений. После определения результата взвешивания нажмите эту кнопку для сохранения результата на дисплее. Чтобы удалить сохранённый таким образом результат, нажмите кнопку снова.

ВЗВЕШИВАНИЕ

1. Установите лоток на корпусе весов.



2. Включите весы.




3. Когда на дисплее появится значение 0, положите предмет на весы и нажмите кнопку «UNIT», чтобы изменить единицу измерения.



4. По истечении одной минуты положите на весы предмет для взвешивания.

Автоматическое выключение весов (энергосберегающий режим)



Если весы не определяют какой-либо активности на протяжении одной минуты, они автоматически выключатся.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Перед использованием установите весы на ровной и плоской поверхности.
2. Не используйте весы в местах с высокой влажностью, очень высокими или низкими температурами.
3. Избегайте встряхивания и падения весов, поскольку в них используются электронные схемы высокой точности.
4. Для чистки весов используйте мягкую тряпочку, без химических препаратов. Не допускайте до чрезмерного контакта весов с водой.
5. Весы предназначены для домашнего пользования и не должны использоваться в профессиональных целях.
6. Если весы не будут использоваться в течение длительного времени, следует вынуть из них батареи.
7. В случае появления на дисплее сообщения «LO» батареи следует сразу же заменить новыми.
8. В случае появления на дисплее сообщения «ERR» (перегрузка) снимите с весов взвешиваемый предмет во избежание их повреждения.

Smart elektronisk babyvåg 2i1 med Bluetooth.

Dagbok för mamma och barn
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



För att installera appen måste du använda QR-koden eller leta upp den genom att ange namnet Baby Fit direkt i appbutiken.
Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten.

INSTALLERA APPEN

Skanna QR-koden eller leta upp appen i appbutiken. Ladda ned och öppna den på din mobil. Följ instruktionerna som visas på skärmen, ange dina uppgifter och välj funktionen för elektrisk våg. Så här gör du:

Steg 1: Klicka för att lägga till en ny enhet

Steg 2: Leta upp och lägg till enheten och klicka sedan på ikonen som visas

Steg 3: Efter att kopplingen lyckats fortsätt till nästa steg


Steg 4: Ange enhetens namn, välj var den ska användas och starta den.

Steg 5: Välj en måttenhet innan du påbörjar användning.


Steg 6: Välj användare och ange datum.

Steg 7: Avsluta undersökningen och spara uppgifterna.


1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



PRODUKTENS EGENSKAPER

- Noggrann sensor.
- Vita tecken på blå LCD-skärm.
- Automatisk avstängning.
- Varning för överbelastning.
- Konvertering av måttenheter.

TEKNISKA PARAMETRAR OCH UTFÖRANENORM

- Produktnamn: elektronisk väg för spädbarn
- Modell: KN - B1H
- Strömförsörjning: två AAA-batterier
- Mätområde: 50 g - 100 kg
- Noggrannhet: 10 g
- Mätfel: + 3%
- Utförandenorm: GB/T7722-2005

SÅ HÄR ANVÄNDER DU VÅGEN


Batterimontage

Anordningen är energisnål och har en miljövänlig utformning. Det finns två medföljande batterier. Innan du börjar använda anordningen ska du ta av folien och installera den på rätt sätt. Om det dyker upp ett meddelande om låg batterinivå ska du byta ut batterierna.


BATTERIBYTE

A. Öppna den elektroniska vågens batterilucka.

B. Placera nya batterier i luckan genom att först stoppa in dem med ena änden och sedan trycka in den andra änden (tänk på batteripolerna).



BESKRIVNING AV KNAPPAR



A. Strömbrytare - används för att slå på och stänga av anordningen. Tryck på strömbrytare för att slå på anordningen när den är avstängd och tryck igen för att stänga av den.



B. Tara (TARE) - används för att tarera vågen efter att brickan placerats på den (om vågen är utrustad med en bricka). Tryck på taraknappen och väg därefter.



C. Anordningen visar vikten i olika måttenheter. För att välja en annan måttenhet ska du trycka på UNIT-knappen.




Anordningen kan spara mätresultat. När vägningsresultatet är klart ska du trycka på denna knapp för att spara resultatet på skärmen. För att spara resultatet ska du trycka på knappen igen.

VÄGNING


1. Montera brickan på vågen.



2. Slå på vågen.




3. När det visas 0 på skärmen ska du placera föremålet på vågen och trycka på UNIT-knappen för att ändra på måttenheten.



4. Placera föremålet på vågen efter att det har gått en minut.

Automatisk avstängning av vågen (lägenergiläge)



Har vågen inte upptäckt någon aktivitet på en minut, stängs den av automatiskt.

VIKTIG INFORMATION

1. Innan du börjar använda vågen ska du placera den på jämnt och platt underlag
2. Använd inte vågen i våta utrymmen eller vid väldigt höga eller låga temperaturer.
3. Då vågen är utrustad med högnoggranna elektroniska system ska den skyddas mot stötar och fall.
4. Vid rengöring använd bara en mjuk trasa utan några kemiska medel. Se till att vågen inte täcks med vatten.
5. Vågen är avsedd för hemmabruk, inte professionell användning.
6. Ta ut batterierna om du inte tänker använda vågen under en längre tid.
7. Om det visas "LO" på skärmen ska batterierna bytas ut direkt.
8. Om det visas "ERR" (överbelastning) på skärmen ska du ta bort det vägda föremålet från vågen så att den inte skadas.

Inteligentná elektronická váha na váženie dojčiat 2v1 s technológiou Bluetooth

Denník mamy a dieťaťa
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Pre nainštalovanie aplikácie môžete použiť QR kód alebo ju vyhľadať priamo v obchode s aplikáciami pod názvom Baby Fit.
Pred začatím používania výrobku sa dôkladne oboznámte s touto Príručou pre používateľa.

INŠTALOVANIE APLIKÁCIE

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu v obchode s aplikáciami. Stiahnite si ju na smartfón a spustite. Postupujte v súlade s pokynmi na displeji, zadajte svoje údaje a hľadajte funkciu elektronickej váhy. Vykonajte nasledujúce kroky:

Krok 1: Kliknite pre dodanie zariadenia.

Krok 2: Nájdite a pridajte zariadenie a následne kliknite na ikonku, ktorá sa zobrazí.








Krok 3: Po úspešnom pripojení urobte ďalší krok.

Krok 4: Zadajte názov zariadenia a vyberte lokalizáciu jeho používania, následne ju spustite.

Krok 5: Pred použitím zvolte mernú jednotku.

Krok 6: Vyberte používateľa a zadajte dátum.

Krok 7: Ukončíte meranie a uložte údaje.



VLASTNOSTI VÝROBKU

- Snímač s vysokou presnosťou.
- Biele znaky na modrom LCD displeji.
- Automatické zapínanie.
- Signalizácia preťaženia.
- Funkcia prepočítania merných jednotiek.

TECHNICKÉ PARAMETRE A VÝROBNÉ NORMY

- Názov výrobku: elektronická váha na váženie dočítat
- Model: KN - B1H
- Napájanie: dve batérie AAA
- Rozsah merania: 50 g - 100 kg
- Presnosť: 10 g
- Chyba merania: + 3%
- Výrobná norma: GB/T7722-2005

SPÔSOB POUŽÍVANIA


Batérie a ich montáž

Toto zariadenie bolo navrhnuté s ohľadom na ochranu životného prostredia a nízku spotrebu energie. Výrobca ho dodáva spolu s dvoma batériami. Pred prvým použitím odstráňte z batérií fóliu a vložte ich správnym smerom. V prípade, že sa zobrazí informácia o stave nízkeho nabitia batérií, je potrebné ich vymeniť.


VÝMENA BATÉRIÍ

A. Otvorte kryt batérií v elektronickej váhe.

B. Nové batérie vložte do priestoru tak, že najprv ich vložte dnu jedným koncom a potom prítlačíte druhý koniec (dajte si pozor, aby ste správne nasmerovali póly batérií).



OPIS TLAČÍDIEL



A. Vypínač – slúži na zapínanie a vypínanie zariadenia. Stlačte vypínač a zapnite zariadenie, pre vypnutie zariadenia je potrebné opätovne stlačiť tlačidlo.



B. Tara (TARE) - slúži na tarovanie po nasadení tácky na váhu (ak je ňou váha vybavená). Stlačte tlačidlo tarovania a následne vážte.



C. Zariadenie zobrazuje váhu v rôznych jednotkách. V prípade, že chcete vybrať inú jednotku, stlačte tlačidlo UNIT.




Zariadenie umožňuje ukladať výsledky meraní. Po ustálení sa výsledku merania stlačte toto tlačidlo pre uloženie výsledku váženia na displeji. V prípade, že chcete vymazať výsledok uložený na displeji, musíte opätovne stlačiť tlačidlo.

VÁŽENIE


1. Namontujte tácku na teleso váhy.



2. Zapnite váhu.




3. Keď sa na displeji zobrazí hodnota 0, položte predmet na váhu a stlačte tlačidlo „UNIT“, ktorým zmeníte mernú jednotku.



4. Po jednej minúte položte na váhu predmet, ktorý chcete vážiť.

Automatické vypínanie váhy (režim šetrenia energie)



Ak váha nezaregistruje žiadnu aktivitu v priebehu jednej minúty, automaticky sa vypne.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Pred použitím postavte váhu na rovnú a plochú miestu.
2. Nepoužívajte váhu na mieste s vysokou vlhkosťou alebo s veľmi vysokou, príp. nízkou teplotou.
3. Chráňte váhu pred otrasmami a pádmi, pretože sú v nej inštalované vysoko citlivé elektronické systémy.
4. Na čistenie váhy používajte iba mäkkú handričku bez chemických prostriedkov. Dávajte si pozor, aby sa na váhu nevyliali tekutiny.
5. Váha je určená iba na domáce použitie a nemôže byť používaná na obchodné účely.
6. Ak plánujete, že nebudete váhu dlhší čas používať, vyberte z nej batérie.
7. V prípade, že sa na displeji zobrazí správa „LO“, okamžite vymeňte batérie za nové.
8. V prípade, že sa na displeji zobrazí správa „ERR“ (preťaženie), odstráňte z váhy vážený predmet, aby ste predišli preťaženiu.

Журнал мами і дитини
Baby Fit

[Google Play](#)



[Apple Store](#)



Щоб встановити додаток, можна використовувати QR-код або знайти його за назвою Baby Fit в магазині з додатками.

Перед використанням пристрою ретельно ознайомтеся з цією інструкцією.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Відскануйте QR-код або знайдіть додаток в інтернет-магазині. Завантажте його на смартфон і відкрийте. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, введіть свої дані і знайдіть функцію електронних ваг. Виконайте наступні кроки:

Крок 1: Клацніть, щоб додати пристрій.

Крок 2: Знайдіть і додайте пристрій, а потім клацніть по ярлику.







Крок 3: Після успішного з'єднання пропустіть цей крок.

Крок 4: Введіть назву пристрою і виберіть його місцезнаходження, потім запустіть його.

Крок 5: Перед використанням виберіть одиницю вимірювання.

Крок 6: Виберіть користувача і введіть дату.

Крок 7: Завершіть вимірювання і збережіть дані.



ВЛАСТИВОСТІ ПРИСТРОЮ

- Датчик високої точності.
- Білі символи на блакитному РК-дисплеї.
- Автоматичне вимикання.
- Повідомлення про перевантаження.
- Функція переведення одиниць виміру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ

- Найменування виробу: Ваги електронні для новонароджених
- Модель: KN - В1Н
- Живлення: дві батареї AAA
- Діапазон вимірювання: 50 г - 100 кг
- Точність: 10 г
- Похибка вимірювання: + 3%
- Стандарт виконання: GB / T7722-2005

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Установка батарей

Пристрій розроблений з урахуванням екологічних вимог та низького споживання енергії. Поставляється в комплекті з двома батареями. Перед використанням приладу зніміть з них плівку і встановіть належним чином. При появі повідомлення про низький рівень зарядки батарей замініть їх.


ЗАМІНА БАТАРЕЙ

А. Відкрийте відсік для батарей.

В. Нові батареї вставляйте у відсік спочатку одним кінцем, притискаючи потім другий кінець. При установці дотримуйтесь полярності.



ОПИС КНОПОК



А. Вимикач - служить для включення і виключення пристрою. Натисніть кнопку, щоб включити вимкнений пристрій, і натисніть знову, щоб його вимкнути.



В. Тара (TARE) - служить для тарування ваг після установки на них лотка (якщо ваги ним укомплектовані). Натисніть кнопку тарування, а потім виконайте зважування.



С. Пристрій показує вагу в різних одиницях. Щоб вибрати іншу одиницю виміру, натисніть кнопку UNIT.




Пристрій дозволяє зберігати результати виконаних вимірювань. Після визначення результату зважування натисніть цю кнопку для збереження результату на дисплеї. Щоб видалити збережений таким чином результат, натисніть кнопку знову.

ЗВАЖУВАННЯ


1. Встановіть лоток на корпусі ваг.



2. Увімкніть ваги.




3. Коли на дисплеї з'явиться значення 0, покладіть предмет на ваги і натисніть кнопку «UNIT», щоб змінити одиницю вимірювання.



4. Після закінчення однієї хвилини покладіть на ваги предмет для зважування.

Автоматичне вимкнення ваг (енергозберігаючий режим)



Якщо ваги знаходяться без будь-якої активності протягом однієї хвилини, вони автоматично вимикаються.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Перед використанням встановіть ваги на рівній і плоскій поверхні.
2. Не використовуйте ваги в місцях з високою вологістю, дуже високими або низькими температурами.
3. Уникайте струшування і падіння ваг, оскільки в них використовуються електронні схеми високої точності.
4. Для чищення ваг використовуйте м'яку ганчірку, без хімічних препаратів. Не допускайте до надмірного контакту ваг з водою.
5. Ваги призначені для домашнього користування і не повинні використовуватися в професійних цілях.
6. Якщо ваги не використовуватимуться протягом тривалого часу, слід вийняти з них батареї.
7. У разі появи на дисплеї повідомлення «LO» батареї слід відразу ж замінити новими.
8. У разі появи на дисплеї повідомлення «ERR» (перевантаження) зніміть з ваг зважуваний предмет щоб уникнути їх пошкодження.